

Badanie przed rozpoczęciem zabiegu tlenoterapii

PULSOKSYMETR HSR

wiek 00		PONIŻEJ NORMY		N O R M A		POWYŻEJ NORMY	
1	puls	110	norma 60 - 90				
2	wysycenie tlenem	95	norma 95 - 99				
3	st objętości komora/aorta	3,3	norma 2,3 - 3,2				
4	zasławka aorty	3,59	norma 2 - 3,3				
5	indeks pulsacji	2,29	norma 2 - 2,6				
6	indeks k1/k2 komora/aorta	2,39	norma 1,1 - 1,9				
7	dynamika arterii	26,99	norma 5 - 50				
zapisz danech do bazy							
uwagi							

- wartości czterech parametrów odbiegają od normy
- wskaźnik wysycenia tlenem oscyluje w dolnych granicach normy
- wartości fali pulsu znacznie przekraczają dopuszczalną normę

Badanie po skończonym zabiegu tlenoterapii

PULSOKSYMETR HSR

wiek		00		PONIŻEJ NORMY	NORMA	POWYŻEJ NORMY
1	puls	88	norma 60 - 90			
2	wysycenie tlenem	98	norma 95 - 99			
3	st. objętości komora/aorta	3,5	norma 2,3 - 3,2			
4	zastawka aorty	2,6	norma 2 - 3,3			
5	indeks pulsacji	2,39	norma 2 - 2,8			
6	indeks k1/k2 komora/aorta	1,85	norma 1,1 - 1,9			
7	dynamika arterii	47,99	norma 5 - 50			
				zapis danych do bazy		
uwagi						

- od normy (znajdując się powyżej niej) odbiega tylko jeden parametr
- wysycenie tlenem osiągnęło wartość zbliżoną do górnej granicy normy
- puls obniżył się, osiągając wartość mieszczącą się w normie.